




OD

OS



Refrakce	+1,00 -0,50 174°	+1,00 -0,75 150°	[dpt]
Sférický ekvivalent	+0,75	+0,50	[dpt]
Odchylka pohledu	3,8		[°]
Průměr zornice	6,3	6,3	[mm]
Vzdálenost zornic	54		[mm]



Výsledek screeningu

≥ 2,00 dpt	Anisometropie
≥ 2,50 dpt	Astigmatismus
≥ 4,00 dpt	Hyperopie
≥ 2,00 dpt	Myopie
≥ 10,0 °	Odchylka pohledu
≥ 1,5 mm	Anisokorie

V pořádku

ROC A, Ver. 7.2.6.0

Slouží pouze k měření refrakce bez rozkapání. Naměřené výsledky může hodnotit pouze oční specialista. Vyšetření by mělo být opakováno zhruba v 1/2 ročních intervalech. Děti s výsledkem "Vyšetřit podrobněji" by měly být poslány na podrobné vyšetření oftalmologem.

Zpráva:

S12/16

Měření provedl: